

Sobre o Cateter PICC

O Cateter Central de Inserção Periférica (PICC – Medicone) consiste em um dispositivo intravenoso para utilização no sistema vascular central com inserção periférica. Sua aplicação destina-se no tratamento intravenoso através da administração de medicamentos, nutrição parenteral e coleta de sangue para análise.

Possui como princípio de funcionamento a geração de um canal de comunicação direto ao sistema central vascular, de forma a permitir o uso das técnicas de terapia intravenosa.

É confeccionado em **silicone grau médico**, biocompatível, estando de acordo com a ISO 10.993 (Biological Evaluation of Medical Devices).

Linha Neonatal

CÓDIGO	CH/FR	COMPRIMENTO	APRESENTAÇÃO
94702	1.9	300	Cateter PICC, Pinça, Fita métrica, Extensor e Instrução de Uso
94703	1.9	500	Cateter PICC, Pinça, Fita métrica, Extensor e Instrução de Uso
94774	1.9	300	Cateter PICC, Introduzidor 1.9 Fr, Pinça, Fita métrica, Extensor e Instrução de Uso
94775	1.9	500	Cateter PICC, Introduzidor 1.9 Fr, Pinça, Fita métrica, Extensor e Instrução de Uso

Linha Pediátrica e Adulta

CÓDIGO	CH/FR	COMPRIMENTO	APRESENTAÇÃO
94706	2.8	500	Cateter PICC, Pinça, Fita métrica, Extensor e Instrução de Uso
94708	4	650	Cateter PICC, Pinça, Fita métrica, Extensor e Instrução de Uso
94709	5	650	Cateter PICC, Pinça, Fita métrica, Extensor e Instrução de Uso
94710	6	650	Cateter PICC, Pinça, Fita métrica, Extensor e Instrução de Uso
94778	2,8	500	Cateter PICC, Introduzidor 2,8 Fr, Pinça, Fita métrica, Extensor e Instrução de Uso
94780	4	650	Cateter PICC, Introduzidor 4 Fr, Pinça, Fita métrica, Extensor e Instrução de Uso
94781	5	650	Cateter PICC, Introduzidor 5 Fr, Pinça, Fita métrica, Extensor e Instrução de Uso
94782	6	650	Cateter PICC, Introduzidor 6 Fr, Pinça, Fita métrica, Extensor e Instrução de Uso



Maior segurança ao paciente utilizando a tecnologia do silicone.



Importante

Este produto deve ser utilizado através de profissionais habilitados e capacitados a realizarem procedimentos com a utilização de dispositivos destinados a terapia intravenosa.

Vantagens do Produto



- 100% em silicone grau médico
- Fabricação nacional
- Tubo radiopaco
- Produto de acordo com ISO 10993
- Esterilizado em óxido de etileno (ETO)
- Antiaderente e hidrofóbico



Ao longo de sua trajetória de mais de três décadas, empresa 100% nacional, pertencente ao Grupo Halexstar, a Medicone construiu sua imagem em bases sólidas de qualidade, segurança, versatilidade e compromisso com as necessidades de seus clientes, antecipando conceitos modernos que atualmente se tornaram imprescindíveis.

Sabendo que o caminho rumo à excelência passa, necessariamente, pela utilização adequada da tecnologia, do conhecimento e do relacionamento humano, a Medicone compromete-se com a qualidade e segurança de seus produtos, com a ética e a transparência nas suas relações comerciais.



Empresa certificada pela ANVISA com Boas Práticas de Fabricação
Certificada pela norma ISO 9001/2008
Certificada pela norma ISO 13485 e selo CE

Diferencial do Silicone

Características dos produtos Medicone confeccionados em 100% silicone.

- ▶ **Excelente Biocompatibilidade**
São bem toleradas pelos pacientes, oferecendo maior conforto no tratamento médico, com baixo índice de alergia ou irritação dérmica.
- ▶ **Segurança**
As matérias-primas utilizadas são certificadas de acordo com a norma ISO 10993.
- ▶ **Custo Benefício**
A utilização do silicone resulta em menor reposição dos materiais hospitalares, contribuindo para a redução do custo operacional.


Parceria

Através do edital SESI SENAI de Inovação desenvolvido pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) e participação do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), a Medicone desenvolveu uma tecnologia para micro extrusão de tubos em silicone, possibilitando a fabricação de um dispositivo intravenoso, Cateter Central de Inserção Periférica PICC, originando assim, um produto nacional de alta qualidade e custo mais acessível para o mercado brasileiro.



Cateter Central de Inserção Periférica PICC Medicone

Linha de Cateter em Silicone para Uso Neonatal, Pediátrico e Adulto



Medicone
Inovando para a Saúde



SAC 0800 722 2728
sac@medicone.com.br

MEDICONE PROJETOS E SOLUÇÕES PARA INDÚSTRIA E A SAÚDE LTDA.
Av. das Indústrias, 1585 - Distrito Industrial Cachoeirinha | RS | Brasil
CEP 94.930-230 | Fone: +55.51.3470.0800
CNPJ: 94.304.672/0001-34 | Indústria Brasileira

www.medicone.com.br

sac@medicone.com.br