

SPLINT INTRANASAL

medicone
Inovando para a Saúde

100%
SILICONE



Registro ANVISA: 80020550064

Splint Intranasal Medicone

O **Splint Intranasal Medicone** é utilizado em cirurgias de correção do septo nasal. Projetado para ser utilizado na sustentação da cartilagem septo nasal, com o objetivo de sustentação, reconstituição anatômica, prevenção de sangramento e, principalmente para evitar sinéquias cicatriciais (aderências), podendo ser removido facilmente de acordo com procedimento médico.

O **Splint Intranasal Medicone** é um dispositivo estéril, confeccionado em silicone grau médico, translúcido, desenvolvido para ser utilizado na sustentação da cartilagem septo nasal, após cirurgias de nariz em geral. Por ter um formato anatômico e abertura na estrutura, colabora na respiração pós-operatória.

O tempo de permanência do **Splint Intranasal Medicone** dentro da cavidade do nariz pode variar, sendo utilizado por um período de 7 a 15 dias ou conforme indicação médica no acompanhamento pós cirúrgico.

Disponível no seguinte modelo:

DESCRIÇÃO	DIMENSÕES (MM)		QUANTIDADE
	Largura	Comprimento	
Splint Intranasal Medicone - MED-AIR 01	23mm	68mm	1par

Modelo possui orifícios para ancoragem interior.

Vantagens

- Possibilidade de respiração nasal em pós-operatório imediato, permitindo livre passagem do ar, sendo mais confortável que o tamponamento convencional;
- Previne aderência intranasais, onde o tecido da cicatriz nasal pode obstruir a cavidade nasal;
- Previne e repara sinéquias intranasais;
- Previnem a formação de edemas e hematomas;
- Fácil inserção e remoção, proporcionando maior conforto ao paciente;
- No caso de sangramento pós-cirúrgico, o produto proporcionará que não seja obstruído o fluxo de ar do paciente;
- Produto de fácil higienização;
- Produzido em 100% silicone, minimizando o risco de aderência;
- Esterilizado em oxido de etileno.

medicone
Inovando para a Saúde

Av. das Indústrias, 1.585 - Distrito Industrial - Cachoeirinha, RS - Brasil | CEP 94930-230
CNPJ: 94.304672/0001-34 | I.E.: 177/0109630 | Fone/Fax: +55 (51) 3470-0800
SAC 0800 722 2728 | sac@medicone.com.br | www.medicone.com.br

