

## Prótese Tendinosa

**Prótese de Tendão Medicone** é utilizada como implante temporário na formação do espaço que irá receber o tendão flexor ou extensor em sua reconstrução.

100%  
silicone



## Sobre a Prótese


- São implantes do tipo passivo, pois não possuem terminais para fixação, portanto têm sua apresentação lisa;
- Confeccionada em silicone grau implantável;
- Disponível nos modelos oval e cilíndrico, no comprimento de 300 mm, cada um deles em diversos tamanhos, o que possibilita a escolha da prótese mais adequada à necessidade do paciente.
- É radiopaca, permitindo sua visualização através do RX;
- Produzida conforme as Boas Práticas de Fabricação da ANVISA - RDC nº 16/2013;
- Esterilizada em óxido de etileno.

### Espaçador de Tendão Cilíndrico

REFERÊNCIA	DIÂMETRO
4001	Ø 1mm
4002	Ø 2 mm
4003	Ø 3 mm
4004	Ø 4 mm
4005	Ø 5 mm
4006	Ø 6 mm
4007	Ø 7 mm

### Espaçador de Tendão Oval

REFERÊNCIA	MED. "A"	MED. "B"
4102	Ø 2 mm	1,0 mm
4153	Ø 3 mm	1,5 mm
4204	Ø 4 mm	2,0 mm
4255	Ø 5 mm	2,5 mm
4306	Ø 6 mm	3,0 mm
4357	Ø 7 mm	3,5 mm



Registro ANVISA: 80020550018

[www.medicone.com.br](http://www.medicone.com.br)

