

Tubo de Ventilação

O **Tubo de Ventilação ou Dreno Otológico** é utilizado para drenar infecções do ouvido médio, podendo ser utilizado tanto para curta como para longa permanência.



Sobre os Tubos

Tubo de ventilação Shepard - 1011

- Confeccionado em PTFE (teflon) de alta resistência, tem o formato “carretel” vazado, com flanges laterais de igual tamanho para fixação na membrana do tímpano;
- Tem sua apresentação sem haste (SH) e com haste (CH) de inox, a qual é destinada a facilitar a remoção do Tubo de Ventilação quando este for o critério do cirurgião;

Tubo de ventilação Donaldson - 1021

- Confeccionado em silicone grau farmacêutico e pigmentado na cor azul, de alta flexibilidade, tem formato de um “carretel” vazado com flanges laterais de igual tamanho para fixação na membrana do tímpano.

Tubo de ventilação Paparella - 1026

- Confeccionado em silicone pigmentado na cor azul, de alta flexibilidade, tem o formato de “carretel” vazado com flanges laterais de tamanhos diferenciados para fixação na membrana do tímpano, sendo o lado da fixação interna de maior raio com uma reentrância em “V” para facilitar a sua colocação.

Tubo de ventilação Armstrong - 1063

- Confeccionado em silicone grau farmacêutico e pigmentado na cor azul, de alta flexibilidade, tem formato em carretel vazado com flange somente em uma lateral para fixação na membrana do tímpano.

Tubo de ventilação tipo “T” - 1092

- Confeccionado em silicone pigmentado na cor azul, de alta flexibilidade, tem o formato em “T” vazado com flange formada por seu desenho somente em uma lateral para fixação na membrana do tímpano. Tanto as laterais da flange quanto o comprimento do Tubo de Ventilação poderão ser ajustados através de um procedimento de corte no momento de sua colocação pelo cirurgião.



Vantagens

- O PTFE e o silicone são materiais atóxicos por excelência, apirogênicos, não irritam nem provocam reações alérgicas;
- Esterilizado em óxido de etileno (ETO);
- Possibilidade de desenvolvimento de novos modelos por ser a única empresa com fabricação nacional.



