




CATETER BALÃO PARA ANGIOPLASTIA TRANSLUMINAL PERCUTÂNEA PERIFÉRICA

Utilizado na dilatação das artérias periféricas que podem estar obstruídas por placas de colesterol, coágulos de sangue ou até mesmo pela ocorrência da diminuição do diâmetro das artérias em decorrência do envelhecimento.

- O Cateter Balão para Angioplastia Transluminal Percutânea é comercializado unitariamente em embalagem primária de papel grau cirúrgico com laminado PET/ PE e em embalagem secundária de papelão.
- O produto é composto por balão, tubo flexível, conector Y e duas marcas radiopacas.
- O cateter é acondicionado em uma cânula plástica protetora contra a compressão e danos externos.
- Produto esterilizado em ETO (óxido de etileno).



DISPONÍVEL NAS VERSÕES

MODELO	DIÂMETRO DO BALÃO (mm)	COMPRIMENTO DO BALÃO (mm)	COMPRIMENTO EFETIVO DO CATETER (cm)	INTRODUTOR COMPATÍVEL (fr./fr)	PRESSÃO NOMINAL (atm)	PRESSÃO DE RUPTURA (atm)
PTAO 39120 L	3.0	120	135	6/7	7	13
PTAO 50040 L	5.0	40				14
PTAO 60120 L	6.0	120				12
PTAO 70040 L	7.0	40				14
PTAO 70120 L	7.0	120				12
PTAO 80100 L	8.0	100				11
PTAO 90080 L	9.0	80				11
PTAO 10120 L	10.0	120				10

Registro Anvisa: 80020559008


Referência: Ficha Técnica - Cateter Balão para Angioplastia Destinação: Material destinado a Profissional de Saúde Revisão: 00 - 02/2025



CATETER BALÃO PARA EXTRAÇÃO DE CÁLCULOS BILIARES

O Cateter Balão para Extração de Cálculos Biliares Medicone, consiste em um produto cujo o princípio de funcionamento baseia-se na sua capacidade de expansão controlada dentro das vias biliares, quando acoplado em um endoscópio flexível.

UM produto utilizado especificamente para remoção eficaz de cálculos no ducto biliar que são localizados nas vias e ductos biliares, abrangendo desde cálculos lamacentos até cálculos residuais que podem permanecer após procedimentos de litotripsia mecânica.



DISPONÍVEL NAS VERSÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
95637	CATETER BALAO PARA EXTRACAO DE CALCULOS BILIARES EDMICONE 23-12/15/18-B
95638	CATETER BALAO PARA EXTRACAO DE CALCULOS BILIARES MEDICONE 23-8,5/11,5/15-B
95639	CATETER BALAO PARA EXTRACAO DE CALCULOS BILIARES MEDICONE 23-10/13/16-B
95640	CATETER BALAO PARA EXTRACAO DE CALCULOS BILIARES MEDICONE 23-9/12/15-B
94970	CATETER BALAO PARA EXTRACAO DE CALCULOS BILIARES MEDICONE 23-15/18/20-B
95641	CATETER BALAO PARA EXTRACAO DE CALCULOS BILIARES MEDICONE 23-11/13/15-B

Registro Anvisa: 80020559010

Referência : 1.Ficha técnica do Cateter Balão para Extração de Cálculos Biliares. 2. Instrução de uso do Cateter Balão para Extração de Cálculos Biliares




CATETER BALÃO DE DILATAÇÃO EM ESTÁGIOS

O Cateter Balão de Dilatação em Estágios Medicone é usado para tratamento de dilatação ou como suporte para auxiliar na dilatação do trato digestivo.

O benefício clínico do Cateter Balão de Dilatação em Estágios Medicone é promover a dilatação de estenoses e auxiliar o paciente a voltar rapidamente as suas atividades diárias, livre do desconforto causado pela rigidez digestiva.

Além disso o dispositivo pode ser utilizado como terapia auxiliar de dilatação, facilitando a realização de outros tratamentos ao paciente, como a colocação de stents.



DISPONÍVEL NAS VERSÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
95658	CATETER BALAO DE DILATACAO EM ESTAGIOS MEDICONE 10/11/12-40-200
95659	CATETER BALAO DE DILATACAO EM ESTAGIOS MEDICONE 12/13.5/15-60-200
95660	CATETER BALAO DE DILATACAO EM ESTAGIOS MEDICONE 15/16.5/18-60-230

Registro Anvisa: 80020559013

Referência : : 1. FT-MED-043 - 00 - FT-MED-043 Ficha técnica do Cateter Balão de Dilatação em Estágios 2. Instrução de uso Cateter




FIO GUIA NÃO-VASCULAR BALÃO DE HIDROFÍLICO

O Fio Guia não-vascular Hidrofílico Medicone é um produto utilizado para auxiliar na introdução de dispositivos médicos, funcionando como trilho para a passagem de cateteres, endoscópios, dilatadores ou outros dispositivos médicos.

Possui baixo atrito, permitindo que deslize suavemente pelo lúmen anatômico sem causar trauma, facilitando a progressão em áreas curvas e estreitas, minimizando resistência e risco de perfuração

Um dispositivo médico utilizado para auxiliar na introdução e posicionamento de instrumentos em procedimentos não-vasculares endoscópicos



DISPONÍVEL NAS VERSÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
94988	FIO GUIA NÃO-VASCULAR HIDROFÍLICO MEDICONE ZGW-63-450-J
95642	FIO GUIA NÃO-VASCULAR HIDROFÍLICO MEDICONE ZGW-63-260-A
95643	FIO GUIA NÃO-VASCULAR HIDROFÍLICO MEDICONE ZGW-63-450-A
95644	FIO GUIA NÃO-VASCULAR HIDROFÍLICO MEDICONE ZGW-80-150-A
95645	FIO GUIA NÃO-VASCULAR HIDROFÍLICO MEDICONE ZGW-80-260-A
95646	FIO GUIA NÃO-VASCULAR HIDROFÍLICO MEDICONE ZGW-80-450-A
95647	FIO GUIA NÃO-VASCULAR HIDROFÍLICO MEDICONE ZGW-80-450-J
95648	FIO GUIA NÃO-VASCULAR HIDROFÍLICO MEDICONE ZGW-88-150-A
95649	FIO GUIA NÃO-VASCULAR HIDROFÍLICO MEDICONE ZGW-88-150-J
95650	FIO GUIA NÃO-VASCULAR HIDROFÍLICO MEDICONE ZGW-88-260-A
95651	FIO GUIA NÃO-VASCULAR HIDROFÍLICO MEDICONE ZGW-88-450-A
95652	FIO GUIA NÃO-VASCULAR HIDROFÍLICO MEDICONE ZGW-88-450-J
95653	FIO GUIA NÃO-VASCULAR HIDROFÍLICO MEDICONE ZGW-88-460-A
95654	FIO GUIA NÃO-VASCULAR HIDROFÍLICO MEDICONE ZGW-63-150-A
95655	FIO GUIA NÃO-VASCULAR HIDROFÍLICO MEDICONE ZGW-63-150-J
95656	FIO GUIA NÃO-VASCULAR HIDROFÍLICO MEDICONE ZGW-80-150-J
95657	FIO GUIA NÃO-VASCULAR HIDROFÍLICO MEDICONE ZGW-88-180-J
94988	FIO GUIA NÃO-VASCULAR HIDROFÍLICO MEDICONE ZGW-63-450-J
95642	FIO GUIA NÃO-VASCULAR HIDROFÍLICO MEDICONE ZGW-63-260-A
95643	FIO GUIA NÃO-VASCULAR HIDROFÍLICO MEDICONE ZGW-63-450-A

Registro Anvisa: 80020559012

Referência : : 1. FT-MED-041 - Ficha técnica do Fio Guia Não-Vascular Hidrofílico 2. Instrução de uso Fio Guia Não-Vascular Hidrofílico Medicone