



SPLINT INTRANASAL - SEM CÂNULA

É destinado a pacientes que realizaram cirurgias (reparadoras ou estéticas) de nariz.

- Promove a sustentação da cartilagem septo nasal;
- Possibilita a respiração nasal em pós-operatório imediato e em casos de sangramento pós-cirúrgico, não obstruindo o fluxo de ar;
- Previne aderências intranasais, onde há o risco do tecido da cicatriz nasal obstruir a cavidade nasal;
- Produto de fácil higienização;
- Fabricado em silicone biocompatível, flexível e translúcido;
- Produto esterilizado em ETO (óxido de etileno).

MEDIDAS

COMPRIMENTO	LARGURA
72 mm	24 mm

Registro Anvisa: 80020550064

Referência: Instrução de uso do Splint Intranasal Medicone.
Desenho técnico.



SPLINT INTRANASAL