



TALA NASAL


A Tala Nasal Medicone é um produto utilizado para a imobilização e estabilização do nariz no pós-operatório de intervenções cirúrgicas como rinoplastia, septoplastia, reparos de fraturas nasais e procedimentos relacionados à sinusite.

É adequada para pacientes adultos e pediátricos, adaptando-se às necessidades individuais de cada caso cirúrgico

Um produto estéril, flexível e termomoldável, sendo composto por polímero termomoldável em policaprolactona (PCL) e uma interface autoadesiva à base de polímero acrílico.

A Tala Nasal Medicone é de uso único e foi projetada para a estabilização eficaz do dorso nasal externo, sendo essencial após uma variedade de intervenções cirúrgicas no nariz.

A utilização da Tala Nasal Medicone minimiza o risco de deslocamento ósseo e contribui para um processo de cicatrização após procedimento cirúrgico, mais eficaz e confortável para o paciente.



DISPONÍVEL NAS VERSÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
95627	TALA NASAL MEDICONE MED 01 - P - MARROM
95628	TALA NASAL MEDICONE MED 01 - P - ROSA
95629	TALA NASAL MEDICONE MED 01 - P - BRANCA
95630	TALA NASAL MEDICONE MED 01 - M - MARROM
95631	TALA NASAL MEDICONE MED 01 - M - ROSA
95632	TALA NASAL MEDICONE MED 01 - M - BRANCA
95633	TALA NASAL MEDICONE MED 01 - G - MARROM
95634	TALA NASAL MEDICONE MED 01 - G - ROSA
95635	TALA NASAL MEDICONE MED 01 - G - BRANCA
95618	TALA NASAL MEDICONE MED 02 - P - MARROM
95619	TALA NASAL MEDICONE MED 02 - P - ROSA
95620	TALA NASAL MEDICONE MED 02 - P - BRANCA
95621	TALA NASAL MEDICONE MED 02 - M - MARROM
95622	TALA NASAL MEDICONE MED 02 - M - ROSA
95623	TALA NASAL MEDICONE MED 02 - M - BRANCA
95624	TALA NASAL MEDICONE MED 02 - G - MARROM
95625	TALA NASAL MEDICONE MED 02 - G - ROSA
95626	TALA NASAL MEDICONE MED 02 - G - BRANCA

Registro Anvisa: 80020550076

Referência: : 1. Ficha Técnica Tala Nasal Medicone. 2. Instrução de Uso da Tala Nasal Medicone