



CATÁLOGO MEDICONE



Material destinado exclusivamente a Profissionais de Saúde.



Alimentação Enteral _____ 03

Sondas para alimentação Enteral _____ 04

Sonda para Alimentação Enteral 5000 _____ 05

Sonda para Alimentação Enteral 6000 _____ 06

Sonda para Alimentação Enteral 7000 _____ 07

Sondas para gastrostomia _____ 08

Sondas para Gastrostomia _____ 09

Sondas para Gastrostomia M-Nutri - Conector Enfit _____ 10

Kit Button para Gastrostomia M-Nutri _____ 11

Sonda Gastrostomica Endoscópica Percutânea _____ 12

Hospitalar _____ 13

Intromed Introdutor Standard _____ 14

Cateter Central de Inserção Periférica PICC _____ 15

Tubo Hospitalar de Silicone _____ 16

Dreno Cirúrgico de Silicone _____ 17

Dreno Torácico de Silicone _____ 18

Cateter Balão para Angioplastia Tranluminal _____ 19

Cateter Balão para Extração de Cálculos Biliares _____ 20

Cateter Balão de Dilatação em Estágios _____ 21

Fio Guia Não-Vascular Balão Hidrofílico _____ 22

Oftalmologia _____ 23

Implantes oftalmológicos _____ 24

Banda e Trilho _____ 25

Pneu _____ 26

Tubo Lacrimanl, Luva Sleeve e Esponja _____ 27

Ortopedia _____ 28

Prótese de tendão _____ 29

Otorrinolaringologia _____ 30

Tubos de Ventilação _____ 31

Tubos de ventilação _____ 32

Tubo de Ventilação 1021 Donaldson _____ 33

Tubo de Ventilação 1063 _____ 34

Tubo de Ventilação 1092 Tipo "T" _____ 35

Tubo de Ventilação 1026 Paparella _____ 36

Tubo de Ventilação 1011 Shepard _____ 37

Splint Intranasal _____ 38

Splint Intranasal _____ 39

Splint Intranasa Sem Cânula _____ 40

Urorlogiai _____ 41

Tubo hipospadia _____ 42

Implante testicular _____ 43



Prótese Peniana _____ 44

Bolsa Para Alimentação Parenteral _____ 45



Bolsa para Nutrição Parenteral Gravitacional _____ 46



ALIMENTAÇÃO ENTERAL



SONDAS PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL






SONDA PARA ALIMENTAÇÃO
ENTERAL 5000 POLIURETANO

Indicado para administração de dietas gástricas, enterais e/ou jejuna em pacientes que estejam impossibilitados de se alimentar por via oral.

- Constituída por tubo 100%Poliuretano branco radiopaco. Facilitado visualização no raio-x.
- Conector proximal lilás em dupla derivação (formato Y) que se ajusta facilmente. Com encaixe em todos os tipos de equipamentos para alimentação enteral.
- Fio guia de Condução Inox AISI304. Fornecido já lubrificado.
- Produto esterilizado em ETO (óxido de etileno).




GRADUAÇÃO AO LONGO DO TUBO

Nº Registro: 80020550040
Referências:
Ficha técnica Sonda para Alimentação Enteral 5000 Poliuretano - M4
Imagens gráficas do produto




- ✚ **GRADUAÇÃO AO LONGO DO TUBO:**
Para indicar posição da ponteira no momento da introdução e auxiliar na avaliação de possíveis deslocamentos.
- ✚ **PONTEIRA DISTAL DE PESO:**
Obtida pela adição de Tungstênio em pó ao Poliuretano, facilitando migração e sustentação no estômago/duodeno.
- ✚ **PONTEIRA DISTAS COM ORIFÍCIOS LATERAIS:**
A ponteira distas possui sua ponta aberta e tem dois orifícios laterais, desencontrados.
- ✚ **FIO GUIA DE INSERÇÃO:**
Fabricado em aço inoxidável lubrificado.



DISPONÍVEL NAS VERSÕES

CÓDIGO	MODELO	DIÂMETRO / COMPRIMENTO
94971	Pediátrica	06Fr / 60 cm
94972	Infantil	08Fr / 60 cm
94973	Adulto	08Fr / 105 cm
94974	Adulto	10Fr / 105 cm
94975	Adulto	12Fr / 120 cm



SONDA PARA ALIMENTAÇÃO
ENTERAL 6000 SILICONE

Indicado para administração de dietas gástricas, enterais e/ou jejunal em pacientes que estejam impossibilitados de se alimentar por via oral.



- Fabricada em Silicone e possui tubo radiopaco com duas marcações de posicionamento.
- Possui conector proximal de silicone na cor lilás com dupla derivação (formato Y) que se ajusta facilmente a todos os tipos de equipo de alimentação enteral;
- Ponteira distal de peso, obtido pela adição de Tungstênio em pó ao silicone para facilitar a migração e sua sustentação no estômago/ duodeno;
- Fio guia de inserção fornecido lubrificado a base de silicone;
- Produto esterilizado em ETO (óxido de etileno).

DISPONÍVEL NAS VERSÕES


CÓDIGO	MODELO	DIÂMETRO / COMPRIMENTO
95600	Neonatal	05Fr / 40 cm
95601	Pediátrica	06Fr / 60 cm
95602	Infantil	08 Fr / 60 cm


Registro Anvisa: 80020550062
Data Sheet Sonda para Alimentação Enteral 6000 Silicone Medicone

Registro Anvisa: 8002059003
Data Sheet Sonda 6010 5Fr



CONECTOR E MARCAÇÃO







SONDA PARA ALIMENTAÇÃO
ENTERAL 7000 SILICONE

Indicado para a administração de dietas gástricas, enterais e/ou jejunais em pacientes que estejam impossibilitados de se alimentar por via oral.




- Constituída por tubo de silicone transparente com tarja radiopaca lilás;
- Possui conector proximal de silicone na cor lilás com dupla derivação (formato Y) que se ajusta facilmente a todos os tipos de equipo;
- Ponteira distal de silicone com peso, obtido pela adição de Tungstênio em pó ao silicone para facilitar a migração e sua sustentação no estômago/duodeno;
- Fio-guia de inserção fabricado em aço inox AISI 304 e fornecido lubrificado a base de silicone;
- Produto esterilizado em ETO (óxido de etileno).

DISPONÍVEL NAS VERSÕES




CÓDIGO	MODELO	DIÂMETRO / COMPRIMENTO
7001	Adulto	08 Fr / 1050 mm
7002	Adulto	10 Fr / 1050 mm
7003	Adulto	12 Fr / 1200 mm




TARJA RADIOPÁTICA LILÁS



SONDAS PARA GASTROSTOMIA






SONDA PARA
GASTROSTOMIA


Indicado para administração de dietas em pacientes que estejam impossibilitados de se alimentar por via oral. O produto possui como princípio de funcionamento a geração da comunicação externa até o estômago do paciente, de forma a permitir a administração de dietas e medicamentos. Destina-se a pacientes com fístula gastrocutânea pré-existente ou criada durante um procedimento Stamm ou Witzel.

- Composta por tubo de silicone grau farma translúcido com linha radiopaca azul, com ponteira distal com balão e conector proximal com tripla derivação;
 - Administração de dieta;
 - Administração de medicamentos;
 - Válvula para insuflação do balão, com cor diferenciada.
- Possui marcações indicando o tamanho e a capacidade máxima do balão;
- Possui marcações que indicam o posicionamento em 2, 4 e 6 cm;
- Produto esterilizado em ETO (óxido de etileno).



DISPONÍVEL NAS VERSÕES


CÓDIGO	TAMANHO	VOLUME	COR DO CONECTOR
94585	12 Fr	5 ml	Branco
94586	14 Fr	5 ml	Verde
94733	16 Fr	5 ml	Laranja
94588	18 Fr	20 ml	Vermelho
94589	20 Fr	20 ml	Amarelo
94590	22 Fr	20 ml	Roxo
94591	24 Fr	20 ml	Azul



TRIPLA DERIVAÇÃO



Registro Anvisa: 80020550047
Referência: Data Sheet Sonda para Gastrostomia Medicone



**SONDA PARA GASTROSTOMIA
M-NUTRI COM CONECTOR- ENFIT**


Indicado para administração de dietas em pacientes que estejam impossibilitados de se alimentar por via oral. O produto possui como princípio de funcionamento a geração da comunicação externa até o estômago do paciente, de forma a permitir a administração de dietas e medicamentos. Destina-se a pacientes com fístula gastrocutânea pré-existente ou criada durante um procedimento Stamm ou Witzel.

- Fabricado em silicone, possui uma ponteira com balão e conector proximal com tripla derivação;
 - Administração de dieta;
 - Administração de medicamentos;
 - Válvula para insuflação do balão, com cor diferenciada.
- Possui marcações indicando o tamanho e a capacidade máxima do balão;
- Possui marcações que indicam o posicionamento em 2, 4 e 6 cm;
- Produto esterilizado em ETO (óxido de etileno).



DISPONÍVEL NAS VERSÕES


CÓDIGO	TAMANHO	VOLUME	COR DO CONECTOR
95477	12 Fr	5 ml	Branco
95478	14 Fr	5 ml	Verde
95479	16 Fr	5 ml	Laranja
95480	18 Fr	20 ml	Vermelho
95481	20 Fr	20 ml	Amarelo
95482	22 Fr	20 ml	Roxo
94591	24 Fr	20 ml	Azul



TRIPLA DERIVAÇÃO

Registro Anvisa: 80020559009

Referência: Instrução de uso da Sonda para GastrotomiaM-NUTRI com conector Enfit e Ficha Técnica da Sonda para GastrotomiaM-NUTRI CONECTOR- ENFIT





**KIT BUTTON PARA
GASTROSTOMIA M-NUTRI**


Sua indicação de uso destina-se a pacientes que foram submetidos à gastrostomia endoscópica percutânea, para alimentação por períodos extensos, havendo então a necessidade de trocas da sonda ao longo da vida. Também são utilizadas para descompressão gástrica. O Button para Gastrostomia possui como princípio de funcionamento a geração da comunicação externa até o estômago do paciente de forma a permitir administração de dietas e é uma de substituição para uma sonda de gastrostomia convencional, pois proporciona maior conforto e liberdade ao paciente, pois suas vias de acesso ficam niveladas com a pele.

O KIT BUTTON PARA GASTROSTOMIA M-NUTRI É COMPOSTO POR:

- Sonda de alimentação enteral de reposição de baixo perfil:
- 01 Button para Gastrostomia;
- Componentes utilizados na inserção do Button no abdômen do paciente:
- 01 introdutor, 01 seringa luer slip e gazes;
- Componentes utilizados durante a administração da alimentação:
- 01 extensor com duas vias, 01 extensor universal para alimentação em bolo e 01 seringa bico cateter;



ITEM	DESCRIÇÃO
A	Seringa Enfit
B	Seringa Luer Slip
C	Gazes
D	Introdutor
E	Button para Gastrostomia
F	Extensores




BUTTON GASTROSTOMIA

PARTE	DESCRIÇÃO
1	Eixo (Tubo)
2	Corpo do button
3	Válvula bico-de-pato
4	Anel conector
5	Balão
6	Válvula de retenção

EXTENSORES (ACESSÓRIOS)

PARTE	DESCRIÇÃO
1 A	Adaptador Universal (Bolus)
1 B	Adaptador 2 vias
2	Tubo
3 C	Conector reto
3 D	Conector ângulo reto
4	Clamp



**SONDA GASTROSTOMIA
ENDOSCÓPICA PERCUTÂNEA
(PEG-PULL) M-NUTRI**

A Sonda para Gastrostomia Endoscópica Percutânea M-Nutri consiste em um tubo de colocação inicial destinado à nutrição enteral. É indicada para pacientes que por alguma razão necessitam complementar ou substituir totalmente a alimentação por via oral. O dispositivo é inserido no estômago do paciente durante o procedimento de gastrostomia endoscópica percutânea.

Características:

- Possui um tubo de silicone translúcido, com linha radiopaca;
- Possui ponteira;
- Possui retentor interno flexível. O retentor interno tem a função de fixar a sonda no interior do estômago, prevenindo a sua saída ou remoção acidental. Além disso, o retentor também funciona com um tampão que impede o extravazamento da dieta e de secreções gástricas pelo estoma.

Modelos Comerciais:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
95547	PEG - 12 Fr
95550	PEG - 14 Fr
95551	PEG - 16 Fr
95548	PEG - 18 Fr
95552	PEG - 20 Fr
95549	PEG - 22 Fr
95553	PEG - 24 Fr





A SONDA PARA GASTROSTOMIA ENDOSCÓPICA PERCUTÂNEA (PEG-PULL) M-NUTRI É COMPOSTA POR:



- ✚ Sonda para gastrostomia;
- ✚ Adaptadores de duas vias;
- ✚ Anel para fixação externa;
- ✚ Alça de apreensão;
- ✚ Gazes;
- ✚ Compressas;
- ✚ Fio de inserção;
- ✚ Clamp;
- ✚ Bisturi;
- ✚ Seringa;
- ✚ Agulha introdutora (cânula);
- ✚ Agulhas;
- ✚ Campo cirúrgico fenestrado;
- ✚ Pinça hemostática.



Registro Anvisa: 80020550061
Referência: Instrução de uso do produto: Instrução de Uso - 22/10/2022
Expediente 4171497213

HOSPITALAR





INTROMED INTRODUTOR STANDARD



Possui como princípio de funcionamento a geração de um canal de comunicação com o sistema vascular permitindo a introdução do Cateter Central de Inserção Periférica (PICC), destinado à administração intravenosa de medicamentos, nutrição parenteral e coleta de sangue para análise.


- Introdutor de agulha e cateter de polietileno;
- Agulha em aço inox;
- Produto esterilizado em ETO (óxido de etileno)

DISPONÍVEL NAS VERSÕES

CÓDIGO / REFERÊNCIA	DIÂMETRO EXTERNO DA AGULHA	DIÂMETRO PICC
2 Fr Std	26 G	1.9Fr
3 Fr Std	19 G	2.8Fr
4 Fr Std	17 G	4 Fr
5 Fr Std	15 G	5 Fr
6 Fr Std	14 G	6 Fr

Registro Anvisa: 80020550053
Referência: Data Sheet e Introdução de uso Intromed Introdutor
Standard Medicine






CATETER CENTRAL DE INSERÇÃO PERIFÉRICA PICC

Indicado para acesso venoso à circulação central para utilização em terapias intravenosas através da administração de medicações, dietase coleta de material para análise. Possui como princípio de funcionamento a geração de um canal de comunicação direto até o sistema central vascular, de forma a permitir o uso das técnicas de terapia intravenosa.

- Fabricado em silicone implantável;
- Possui tubo branco e radiopaco;
- Contém marcações de posicionamento a cada centímetro;
- Produto esterilizado em ETO (óxido de etileno).

O kit contém:

- a) Cateter Central de Inserção Periférica PICC é mono lumen;
- b) Fita métrica;
- c) Pinça;
- d) Introduutor;





DISPONÍVEL NAS VERSÕES

DIÂMETRO	DIÂMETRO / COMPRIMENTO
2.8 Fr - Pediátrico	50 cm
3 Fr - Adulto	65 cm
4 Fr - Adulto	65 cm
5 Fr - Adulto	65 cm
6 Fr - Adulto	65 cm

Registro Anvisa: 80020550045

Referência: Data Sheet Cáteter Central de Inserção Periférica PICC Medicone



TUBO HOSPITALAR DE SILICONE

Destina-se ao uso geral ambulatorial e cirúrgico hospitalar, como auxiliar na condição e eliminação de líquidos, gases e fluidos. Em geral, são acoplados ou conectados a equipamentos existentes, sendo que os comprimentos devem ser ajustados de acordo com as necessidades de cada uso devido às diversas disposições.

- Tubo transparente e flexível;
- Fabricado em silicone grau farmacêutico;
- Possui grau de assepsia superior à de outros materiais.
- Produto não estéril;
- Pode ser esterilizado em ETO (óxido de etileno) ou autoclave (vapor úmido sob pressão), utilizando embalagem adequada.





Registro Anvisa: 80020550031



Data Sheet Tubo Hospitalar de Silicone Medicone

DISPONÍVEL NAS VERSÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MEDIDAS
94301	Tudo de Silicone 120	Ø 0,59 x 0,99 mm
94302	Tudo de Silicone 125	Ø 0,64 x 1,19 mm
94303	Tudo de Silicone 130	Ø 0,76 x 1,65 mm
94304	Tudo de Silicone 140	Ø 1,02 x 2,16 mm
94305	Tudo de Silicone 158	Ø 1,05 x 1,97 mm
94306	Tudo de Silicone 162	Ø 1,5 x 2,42 mm
94307	Tudo de Silicone 178	Ø 1,98 x 3,18 mm
94308	Tudo de Silicone 180	Ø 2 x 4 mm
94309	Tudo de Silicone 200	Ø 3 x 5 mm
94310	Tudo de Silicone 201	Ø 4 x 8 mm
94311	Tudo de Silicone 202	Ø 5 x 10 mm
94312	Tudo de Silicone 203	Ø 6 x 10 mm
94313	Tudo de Silicone 204	Ø 6 x 12 mm
94314	Tudo de Silicone 205	Ø 8 x 11,5 mm
94315	Tudo de Silicone 206	Ø 8 x 12,8 mm
94316	Tudo de Silicone 207	Ø 8 x 14 mm
94317	Tudo de Silicone 208	Ø 9,5 x 14,6 mm
94318	Tudo de Silicone 210	Ø 12 x 16,5 mm
94334	Tudo de Silicone Oxigênio – Frisado	Ø 6 x 10 mm Dureza 70 Shore a
94359	Tudo de Silicone Lipo	Ø 9,5 x 17 mm

Comprimento padrão do rolo: 15 metros.





DRENO CIRÚRGICO DE SILICONE

Destina-se ao uso de drenagem geral cirúrgica, tais como: drenagem mediastinal, drenagem de secreções pós-operatórias, drenagem em cirurgia bariátrica e drenagem em cirurgia plástica.

- Fabricado em silicone grau farmacêutico;
- Tubo transparente, flexível, hipoalergênico, biocompatível e de alta resistência;
- Possui linha radiopaca branca em toda sua extensão para identificação nos exames de Raio-X;
- Possui grau de assepsia superior à de outros materiais.
- Sua parte interna tem um desenho corrugado que permite excelente drenagem, evitando a colabação e interrupção da drenagem;
- Produto esterilizado em ETO (óxido de etileno).

O dreno está disponível nos comprimentos de 30, 40 e 50 cm nos diâmetros apresentados abaixo:

	Ø 6mm
	Ø 8mm
	Ø 10mm
	Ø 12mm





LINHA RADIOPACA BRANCA



Registro Anvisa: 80020550033


Referência: Data Sheet Dreno Cirúrgico de Silicone Medicone



DRENO TORÁCICO DE SILICONE

Utilizado em cirurgias de tórax e cardíacas bem como em urgências emergenciais quando da presença de trauma em caixa torácica. Tem o objetivo de remover líquidos e gases, facilitando a re-expansão do pulmão e restabelecendo a função cardiorrespiratória normal.

- Fabricado em silicone grau farmacêutico, trazendo benefícios em relação à outros tipos de materiais;
- Possui linha radiopaca branca em toda sua extensão para identificação nos exames de Raio-X;
- Em uma das suas extremidades, possui orifícios para facilitar a drenagem.
- É fornecido com um conector plástico universal e ajustável ao diâmetro do dreno;
- Produto esterilizado em ETO (óxido de etileno).



LINHA RADIOPACA BRANCA





Apresentam o comprimento de 50 cm e diâmetros que variam de:

- 08 Fr a 12 Fr: Possui dureza de 80 Shore A;
- 20 Fr a 40 Fr: Possui dureza de 70 Shore A.

Registro Anvisa: 80020550017


Referência: Data Sheet e Instrução de uso do Dreno Torácico de Silicone Medicone



CATETER BALÃO PARA ANGIOPLASTIA TRANSLUMINAL PERCUTÂNEA PERIFÉRICA

Utilizado na dilatação das artérias periféricas que podem estar obstruídas por placas de colesterol, coágulos de sangue ou até mesmo pela ocorrência da diminuição do diâmetro das artérias em decorrência do envelhecimento.

- O Cateter Balão para Angioplastia Transluminal Percutânea é comercializado unitariamente em embalagem primaria de papel grau cirúrgico com laminado PET/ PE e em embalagem secundaria de papelão.
- O produto é composto por balão, tubo flexível, conector Y e duas marcas radiopacas.
- O cateter é acondicionado em uma cânula plástica protetora contra a compressão e danos externos.
- Produto esterilizado em ETO (óxido de etileno).



DISPONÍVEL NAS VERSÕES

MODELO	DIÂMETRO DO BALÃO (mm)	COMPRIMENTO DO BALÃO (mm)	COMPRIMENTO EFETIVO DO CATETER (cm)	INTRODUTOR COMPATÍVEL (fr/fr)	PRESSÃO NOMINAL (atm)	PRESSÃO DE RUPTURA (atm)
PTAO 30120 L	3.0	120	135	6/7	7	13
PTAO 50040 L	5.0	40				14
PTAO 60120 L	6.0	120				12
PTAO 70040 L	7.0	40				14
PTAO 70120 L	7.0	120				12
PTAO 80100 L	8.0	100				11
PTAO 90080 L	9.0	80				11
PTAO 10120 L	10.0	120				10

Registro Anvisa: 80020559008


Referência: Ficha Técnica - Cateter Balão para Angioplastia Destinação: Material destinado a Profissional de Saúde Revisão: 00 - 02/2025



CATETER BALÃO PARA EXTRAÇÃO DE CÁLCULOS BILIARES

O Cateter Balão para Extração de Cálculos Biliares Medicone, consiste em um produto cujo o princípio de funcionamento baseia-se na sua capacidade de expansão controlada dentro das vias biliares, quando acoplado em um endoscópio flexível.

UM produto utilizado especificamente para remoção eficaz de cálculos no ducto biliar que são localizados nas vias e ductos biliares, abrangendo desde cálculos lamacentos até cálculos residuais que podem permanecer após procedimentos de litotripsia mecânica.




DISPONÍVEL NAS VERSÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
95637	CATATER BALAO PARA EXTRACAO DE CALCULOS BILIARES EDMICONE 23-12/15/18-B
95638	CATETER BALAO PARA EXTRACAO DE CALCULOS BILIARES MEDICONE 23-8.5/11.5/15-B
95639	CATETER BALAO PARA EXTRACAO DE CALCULOS BILIARES MEDICONE 23-10/13/16-B
95640	CATETER BALAO PARA EXTRACAO DE CALCULOS BILIARES MEDICONE 23-9/12/15-B
94970	CATETER BALAO PARA EXTRACAO DE CALCULOS BILIARES MEDICONE 23-15/18/20-B
95641	CATETER BALAO PARA EXTRACAO DE CALCULOS BILIARES MEDICONE 23-11/13/15-B



Registro Anvisa: 80020559010
Referência : 1.Ficha técnica do Cateter Balão para Extração de Cálculos Biliares. 2. Instrução de uso do Cateter Balão para Extração de Cálculos Biliares






CATETER BALÃO DE DILATAÇÃO EM ESTÁGIOS

O Cateter Balão de Dilatação em Estágios Medicone é usado para tratamento de dilatação ou como suporte para auxiliar na dilatação do trato digestivo.

O benefício clínico do Cateter Balão de Dilatação em Estágios Medicone é promover a dilatação de estenoses e auxiliar o paciente a voltar rapidamente as suas atividades diárias, livre do desconforto causado pela rigidez digestiva.

Além disso o dispositivo pode ser utilizado como terapia auxiliar de dilatação, facilitando a realização de outros tratamentos ao paciente, como a colocação de stents.



DISPONÍVEL NAS VERSÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
95658	CATETER BALAO DE DILATACAO EM ESTAGIOS MEDICONE 10/11/12-40-200
95659	CATETER BALAO DE DILATACAO EM ESTAGIOS MEDICONE 12/13.5/15-60-200
95660	CATETER BALAO DE DILATACAO EM ESTAGIOS MEDICONE 15/16.5/18-60-230




FIO GUIA NÃO-VASCULAR BALÃO DE HIDROFÍLICO

O Fio Guia não-vascular Hidrofílico Medicone é um produto utilizado para auxiliar na introdução de dispositivos médicos, funcionando como trilho para a passagem de cateteres, endoscópios, dilatadores ou outros dispositivos médicos.


Possui baixo atrito, permitindo que deslize suavemente pelo lúmen anatômico sem causar trauma, facilitando a progressão em áreas curvas e estreitas, minimizando resistência e risco de perfuração

Um dispositivo médico utilizado para auxiliar na introdução e posicionamento de instrumentos em procedimentos não-vasculares endoscópicos



DISPONÍVEL NAS VERSÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
94988	FIO GUIA NÃO-VASCULAR HIDROFÍLICO MEDICONE ZGW-63-450-J
95642	FIO GUIA NÃO-VASCULAR HIDROFÍLICO MEDICONE ZGW-63-260-A
95643	FIO GUIA NÃO-VASCULAR HIDROFÍLICO MEDICONE ZGW-63-450-A
95644	FIO GUIA NÃO-VASCULAR HIDROFÍLICO MEDICONE ZGW-80-150-A
95645	FIO GUIA NÃO-VASCULAR HIDROFÍLICO MEDICONE ZGW-80-260-A
95646	FIO GUIA NÃO-VASCULAR HIDROFÍLICO MEDICONE ZGW-80-450-A
95647	FIO GUIA NÃO-VASCULAR HIDROFÍLICO MEDICONE ZGW-80-450-J
95648	FIO GUIA NÃO-VASCULAR HIDROFÍLICO MEDICONE ZGW-88-150-A
95649	FIO GUIA NÃO-VASCULAR HIDROFÍLICO MEDICONE ZGW-88-150-J
95650	FIO GUIA NÃO-VASCULAR HIDROFÍLICO MEDICONE ZGW-88-260-A
95651	FIO GUIA NÃO-VASCULAR HIDROFÍLICO MEDICONE ZGW-88-450-A
95652	FIO GUIA NÃO-VASCULAR HIDROFÍLICO MEDICONE ZGW-88-450-J
95653	FIO GUIA NÃO-VASCULAR HIDROFÍLICO MEDICONE ZGW-88-460-A
95654	FIO GUIA NÃO-VASCULAR HIDROFÍLICO MEDICONE ZGW-63-150-A
95655	FIO GUIA NÃO-VASCULAR HIDROFÍLICO MEDICONE ZGW-63-150-J
95656	FIO GUIA NÃO-VASCULAR HIDROFÍLICO MEDICONE ZGW-80-150-J
95657	FIO GUIA NÃO-VASCULAR HIDROFÍLICO MEDICONE ZGW-88-180-J
94988	FIO GUIA NÃO-VASCULAR HIDROFÍLICO MEDICONE ZGW-63-450-J
95642	FIO GUIA NÃO-VASCULAR HIDROFÍLICO MEDICONE ZGW-63-260-A
95643	FIO GUIA NÃO-VASCULAR HIDROFÍLICO MEDICONE ZGW-63-450-A



TALA NASAL


A Tala Nasal Medicone é um produto utilizado para a imobilização e estabilização do nariz no pós-operatório de intervenções cirúrgicas como rinoplastia, septoplastia, reparos de fraturas nasais e procedimentos relacionados à sinusite.

É adequada para pacientes adultos e pediátricos, adaptando-se às necessidades individuais de cada caso cirúrgico

Um produto estéril, flexível e termomoldável, sendo composto por polímero termomoldável em policaprolactona (PCL) e uma interface autoadesiva à base de polímero acrílico.

A Tala Nasal Medicone é de uso único e foi projetada para a estabilização eficaz do dorso nasal externo, sendo essencial após uma variedade de intervenções cirúrgicas no nariz.




A utilização da Tala Nasal Medicone minimiza o risco de deslocamento ósseo e contribui para um processo de cicatrização após procedimento cirúrgico, mais eficaz e confortável para o paciente.





DISPONÍVEL NAS VERSÕES



CÓDIGO	DESCRIÇÃO
95627	TALA NASAL MEDICONE MED 01 - P - MARROM
95628	TALA NASAL MEDICONE MED 01 - P - ROSA
95629	TALA NASAL MEDICONE MED 01 - P - BRANCA
95630	TALA NASAL MEDICONE MED 01 - M - MARROM
95631	TALA NASAL MEDICONE MED 01 - M - ROSA
95632	TALA NASAL MEDICONE MED 01 - M - BRANCA
95633	TALA NASAL MEDICONE MED 01 - G - MARROM
95634	TALA NASAL MEDICONE MED 01 - G - ROSA
95635	TALA NASAL MEDICONE MED 01 - G - BRANCA
95618	TALA NASAL MEDICONE MED 02 - P - MARROM
95619	TALA NASAL MEDICONE MED 02 - P - ROSA
95620	TALA NASAL MEDICONE MED 02 - P - BRANCA
95621	TALA NASAL MEDICONE MED 02 - M - MARROM
95622	TALA NASAL MEDICONE MED 02 - M - ROSA
95623	TALA NASAL MEDICONE MED 02 - M - BRANCA
95624	TALA NASAL MEDICONE MED 02 - G - MARROM
95625	TALA NASAL MEDICONE MED 02 - G - ROSA
95626	TALA NASAL MEDICONE MED 02 - G - BRANCA

OFTALMOLOGIA



IMPLANTES OFTALMOLÓGICOS






IMPLANTE OFTALMOLÓGICO BANDA E TRILHO




Utilizados em cirurgias de descolamento de retina e em alguns casos em vitrectomia. Sendo

- Banda: Para a fixação do Trilho ou Pneu.
- Trilho: Desenvolvido para aumentar a ação da Banda e facilitar a fixação.
- Fabricados em silicone implantável;
- O implante é feito em caráter permanente;
- Produto esterilizado em ETO (óxido de etileno).



IMPLANTE OFTALMOLÓGICO TRILHO



IMPLANTE OFTALMOLÓGICO BANDA

BANDA - DISPONÍVEL NAS VERSÕES

CÓD.	PRODUTO	MODELO	LARGURA	ALTURA	COMPRIMENTO
7040			2 mm	0,75 mm	125 mm
7041			3,5 mm	0,75 mm	125 mm
7042			4 mm	1,25 mm	125 mm
7240			2,5 mm	0,6 mm	125 mm


TRILHO - DISPONÍVEL NAS VERSÕES

CÓD.	PRODUTO	MODELO	LARGURA	ALTURA	VÃO	COMPRIMENTO
7219			4,5 mm	1,25 mm	2,5 mm	125 mm
7220			6 mm	1,5 mm	2,5 mm	125 mm
7032			5 mm	2,5 mm	2 mm	125 mm



Nº Registro: 80020550013

Referência: Instrução de uso do Implante Oftalmológico Banda e Trilho Medicone



IMPLANTE OFTALMOLÓGICO PNEU

Indicado para cirurgia de descolamento de retina e alguns casos de vitrectomia.

- Fabricado em silicone implantável;
- Para implantante é feito em caráter permanente;
- Produto esterilizado em ETO (óxido de estileno).

O Implante Oftalmológico Pneu Medicone tem suas definições também conhecidas por suas formas, as quais indicamos:


DISPONÍVEL NAS VERSÕES

CÓD. PRODUTO	MODELO	LARGURA	CURVATURA	VÃO	DIÂMETRO EXT.
7276		7 mm	9 mm	2,5mm	31,7mm
7277		7 mm	9 mm	2,5mm	31,7mm
7279		9 mm	11 mm	2,5mm	31,7mm
7280		10 mm	12 mm	2,5mm	31,7mm
7287		7 mm	9 mm	2,5mm	31,7mm



IMPLANTE OFTALMOLÓGICO PNEU

MODELO	CÓDIGO
Simétrico Côncavo ou Côncavo interno	7277 – 7279
Assimétrico Côncavo ou Côncavo Interno	7276 – 7280
Biconvexo ou Convexo Interno	7287




IMPLANTES OFTALMOLÓGICOS TUBO LACRIMAL, LUVA SLEEVE E ESPONJA


Utilizados em cirurgias de descolamento de retina e em alguns casos em vitrectomia

O **Tubo Lacrimal** serve para a reconstituição do canal lacrimal;
A **Luva Sleeve** serve para fixação da banda quando feita a introflexão;
A **Esponja** é utilizada para introflexão escleral conforme técnica e preferência do cirurgião.


- Fabricados em silicone implantável;
- O implante é feito em caráter permanente;
- Produto esterilizado em ETO (óxido de etileno).



TUBO LACRIMAL



ESPONJA



LUVA SLEEVE



ESPONJA - DISPONÍVEL NAS VERSÕES

REF. DO PRODUTO	MODELO	DIÂMETRO	COMPRIMENTO
7503		3 mm	80 mm
7504		4 mm	80 mm



LUVA SLEEVE - DISPONÍVEL NAS VERSÕES


REF. DO PRODUTO	MODELO	DIÂMETRO INT.	DIÂMETRO EXT.	COMPRIMENTO
7072		1,6 mm	2,4 mm	125 mm
7070		1 mm	2,1 mm	125 mm
7270		0,75 mm	0,9 mm	125 mm

TUBO LACRIMAL - DISPONÍVEL NAS VERSÕES

REF. DO PRODUTO	MODELO	DIÂMETRO INT.	DIÂMETRO EXT.	COMPRIMENTO
7270 E		0,6 mm	0,9 mm	125 mm e 500 mm
7070 E		0,3 mm	0,7 mm	125 mm e 500 mm

ORTOPEDIA






PRÓTESE DE
TENDÃO


Utilizada como implante temporário para a formação do espaço e posterior reconstrução do tendão de flexão ou extensão da mão. A prótese é fixada ao coto do tendão remanescente por meio de suturas, conforme técnica e procedimento cirúrgico adequado.

Sobre a prótese:

- Confeccionada em silicone grau implantável;
- Possui superfície lisa;
- Possui contraste radiopaco;
- Disponível em dois modelos: oval e cilíndrico, ambos com comprimento de 30 cm;
- Produto Estéril.



PONTA OVAL




PONTA CILÍNDRICA



PRÓTESE DE TENDÃO

Registro Anvisa: 80020550018
Referência: Instrução de uso da Prótese de Tendão Medicone

PRÓTESE DE TENDÃO OVAL -
DISPONÍVEL NAS VERSÕES





CÓDIGO	MEDIDA A	MEDIDA B	COMPRIMENTO
4102	2 mm	1 mm	30 cm
4153	3 mm	1,5 mm	30 cm
4204	4 mm	2 mm	30 cm
4255	5 mm	2,5 mm	30 cm
4306	6 mm	3 mm	30 cm
4357	7 mm	3,5 mm	30 cm

PRÓTESE DE TENDÃO CILÍNDRICO -
DISPONÍVEL NAS VERSÕES







CÓDIGO	DIÂMETRO	COMPRIMENTO
4001	1 mm	30 cm
4002	2 mm	30 cm
4003	3 mm	30 cm
4004	4 mm	30 cm
4005	5 mm	30 cm
4006	6 mm	30 cm
4007	7 mm	30 cm

OTORRINOLARINGOLOGIA



TUBOS DE VENTILAÇÃO





TUBOS DE VENTILAÇÃO

Utilizados no mau funcionamento da Tuba Auditiva, que tem como função manter a pressão do ouvido médio igual à atmosférica, drenar secreções e estabelecer a comunicação com o ouvido médio e a rinofaringe, quando a mesma não responde à terapia convencional (medicamentos).

A presença de tecido adenoidiano próximo à abertura da tuba auditiva com a nasofaringe pode impedir o funcionamento correto da tuba auditiva. Além disso, alergias e sinusite também prejudicam seu funcionamento por congestão nasal.


Todos esses fatores impedirão a entrada de ar no ouvido médio, quando isso ocorre, o ouvido passa a acumular líquido, proporcionando otites de repetição e perda da audição. Em algumas crianças, o uso repetido de antibióticos e de descongestionantes não remove permanentemente o líquido do ouvido médio. Nelas, uma cirurgia poderá ser indicada.

Referência: Instrução de uso dos Tubos de Ventilação Medicone.
Desenho técnico.



TUBOS DE VENTILAÇÃO





TUBO DE VENTILAÇÃO 1021 DONALDSON

- Confeccionado em silicone e pigmentado na cor azul;
- Possui alta flexibilidade;
- Material atóxico e apirogênico, não irrita nem provoca reações alérgicas;
- Apresenta formato de "carretel" vazado com flanges laterais de igual tamanho para fixação na membrana do tímpano;
- Produto esterilizado em ETO (óxido de etileno).

MEDIDAS

COMPRIMENTO	DIÂMETRO FLANGES	DIÂMETRO INTERNO
2,60 mm	2,50 mm	1,20 mm


Registro Anvisa: 80020550030

Referência: Instrução de uso do Tubo de Ventilação Medicone 1021 Donaldson.

Desenho técnico.



1021 DONALDSON



TUBO DE VENTILAÇÃO 1063 ARMSTRONG DONALDSON

- Confeccionado em silicone e pigmentado na cor azul;
- Possui alta flexibilidade;
- Material atóxico e apirogênico, não irrita nem provoca reações alérgicas;
- Apresenta formato de um “carretel” vazado com flange somente em uma lateral para fixação na membrana do tímpano;
- Produto esterilizado em ETO (óxido de etileno).


MEDIDAS

COMPRIMENTO	DIÂMETRO FLANGES	DIÂMETRO INTERNO	DIÂMETRO CORPO
6,50 mm	2,50 mm	1,20 mm	1,80 mm



1063 ARMSTRONG DONALDSON

Registro Anvisa: 80020550019
Referência: Instrução de uso do Tubo de Ventilação Medicone 1063 Armstrong Donaldson.
Desenho técnico.



TUBO DE VENTILAÇÃO 1092 TIPO “T”

- Confeccionado em silicone e pigmentado na cor azul;
- Possui alta flexibilidade;
- Material atóxico e apirogênico, não irrita nem provoca reações alérgicas;
- Apresenta formato em “T” vazado com flange somente em uma lateral para fixação na membrana do tímpano;
- Produto esterilizado em ETO (óxido de etileno).


MEDIDAS

COMPRIMENTO	LARGURA	DIÂMETRO INTERNO	DIÂMETRO EXTERNO
9,0 mm	11,0 mm	1,10 mm	1,80 mm



1092 TIPO “T”

Registro Anvisa: 80020550020
Referência: Instrução de uso do Tubo de Ventilação Medicone 1092 tipo “T”.
Desenho técnico.



TUBO DE VENTILAÇÃO 1026 PAPARELLA

- Confeccionado em silicone e pigmentado na cor azul;
- Possui alta flexibilidade;
- Material atóxico e apirogênio, não irrita nem provoca reações alérgicas;
- Apresenta formato de "carresel" vazado com flanges laterais de tamanhos diferenciados para fixação de membrana do tímpano, sendo o lado da fixação interna de maior raio com uma reentrância com "V" para facilitar sua colocação;
- Produto esterilizado em ETO (óxido de etileno).

MEDIDAS

COMPRIMENTO	DIÂMETRO MAIOR	DIÂMETRO CORPO	DIÂMETRO MENOR	DIÂMETRO INTERNO
2,65 mm	3,70 mm	1,80 mm	2,50 mm	1,20 mm





1026 PAPARELLA

Registro Anvisa: 80020550021

Referência: Instrução de uso do Tubo de Ventilação Medicone 1026 Paparella.

Desenho técnico.



TUBO DE VENTILAÇÃO 1011 SHEPARD

- Confeccionado em PTFE (Teflon) na cor branca (cor natural);
- Possui alta resistência;
- Material atóxico e apirogênico, não irrita nem provoca reações alérgicas;
- Apresenta formato de “carretel” vazado com flanges laterais de igual tamanho para fixação na membrana do tímpano;
- Possui sua apresentação com e sem haste de aço inox;
- A haste é destinada a facilitar a remoção do tubo de ventilação quando este for o desejo do cirurgião por critério pelo próprio instituído;
- A identificação do produto se dá pela indicação das letras SH – Sem Haste e CH – Com Haste;
- Produto esterilizado em ETO (óxido de etileno).


MEDIDAS

COMPRIMENTO	DIÂMETRO INTERNO	DIÂMETRO EXTERNO	DIÂMETRO CORPO
2,40 mm	2,40 mm	1,00 mm	1,60 mm

Registro Anvisa: 80020550022



Referência: Instrução de uso do Tubo de Ventilação Medicone 1011 Shepard.


Desenho técnico.



1011 SHEPARD

SPLINT INTRANASAL





SPLINT INTRANASAL

É destinado a pacientes que realizaram cirurgias (reparadoras ou estéticas) de nariz.

- Promove a sustentação da cartilagem septo nasal;
- Possibilita a respiração nasal em pós-operatório imediato e em casos de sangramento pós-cirúrgico, não obstruindo o fluxo de ar;
- Previne aderências intranasais, onde há o risco do tecido da cicatriz nasal obstruir a cavidade nasal;
- Produto de fácil higienização;
- Fabricado em silicone biocompatível, flexível e translúcido;
- Produto esterilizado em ETO (óxido de etileno).

MEDIDAS

COMPRIMENTO	LARGURA	ALTURA
68 mm	23 mm	5,60 mm



Registro Anvisa: 80020550064

Referência: Instrução de uso do Splint Intranasal Medicone.

Desenho técnico.



SPLINT INTRANASAL



SPLINT INTRANASAL - SEM CÂNULA

É destinado a pacientes que realizaram cirurgias (reparadoras ou estéticas) de nariz.

- Promove a sustentação da cartilagem septo nasal;
- Possibilita a respiração nasal em pós-operatório imediato e em casos de sangramento pós-cirúrgico, não obstruindo o fluxo de ar;
- Previne aderências intranasais, onde há o risco do tecido da cicatriz nasal obstruir a cavidade nasal;
- Produto de fácil higienização;
- Fabricado em silicone biocompatível, flexível e translúcido;
- Produto esterilizado em ETO (óxido de etileno).

MEDIDAS



COMPRIMENTO	LARGURA
72 mm	24 mm


Registro Anvisa: 80020550064
Referência: Instrução de uso do Splint Intranasal Medicone.
Desenho técnico.



SPLINT INTRANASAL

UROLOGIA






TUBO HIPOSPÁDIA

Foi desenvolvido para auxiliar em cirurgias reparadoras de hipospádias, epispádias e outras má-formações da uretra onde a mesma, ao invés de se fechar na extremidade da glândula, fecha-se na parte inferior ou superior do pênis. Também para qualquer outra deficiência uretral que requeira o uso de um cateter por período mais prolongado. O tratamento com Tubo Hipospádia Medicone visa conformar a nova uretra e a drenagem dos fluidos corporais visando a normalidade das características estéticas e funcionais do pênis e da uretra.

- Fabricado em silicone;
- Consiste em um cateter vazado em uma das extremidades para drenagem de fluidos corporais;
- Dispõe de ponteira que evita lesões vesicais no paciente;
- Dispõe de anel para fixação;
- Produto esterilizado em ETO (óxido de etileno).



ANEL DE FIXAÇÃO


DISPONÍVEL NAS VERSÕES

DIÂMETRO	COMPRIMENTO
06 Fr	300 e 450 mm
08 Fr	300 e 450 mm
10 Fr	300 e 450 mm
12 Fr	300 e 450 mm



Registro Anvisa: 80020550048

Referência: Instrução de uso do Tubo Hipospádia Medicone



IMPLANTE TESTICULAR

MAIOR
SEGURANÇA
AO PACIENTE

Desenvolvido para complemento ou correção estética em pacientes que tiveram perda, má formação, ausência ou moléstia do testículo natural.

- Constituído por casulo de silicone grau médico, químico e mecanicamente resistente;
- Contém volume definido de gel de silicone altamente coesivo;
- Produto desenvolvido de modo que sua forma, densidade e consistência global sejam similares ao tecido humano;
- Produto esterilizado em ETO (óxido de etileno).


DISPONÍVEL NAS VERSÕES


MODELO	TAMANHO (Largura x Altura)	VOLUME
P	18 x 25 mm	5 mL
M	26 x 34 mm	10 mL
G	31 x 44 mm	20 mL
GG	33 x 48 mm	30 mL

Registro Anvisa: 80020550043

Referência: Instrução de uso do Implante Testicular

Medicone






PRÓTESE PENIANA

Desenvolvida para auxiliar no tratamento de problemas com ereção masculina. Utiliza como princípio de funcionamento a diminuição do volume dos corpos cavernosos do pênis, através da inserção do implante, proporcionando ao organismo uma área menor para irrigação, de forma a obter rigidez adequada ao intercuro sexual.

- Composta por um par de hastes confeccionadas em silicone grau médico;
- Alma composta por filamentos de prata e proporciona maleabilidade e rigidez mecânica para a prótese;
- O corpo de silicone possui dureza maior junto à base, de forma a manter sustentação
- Produto esterilizado em ETO (óxido de etileno).

Acessório de uso exclusivo:

É disponibilizado um conjunto de extensores para adequação do corte e tamanho da prótese peniana, ambos confeccionados em silicone grau médico. O uso dos extensores possibilita um ajuste de corte da prótese peniana de 155 a 245 milímetros.



PRÓTESE PENIANA E EXTENSORES






DISPONÍVEL NAS VERSÕES

DIÂMETRO	COMPRIMENTO AJUSTE
9 mm	155 à 245 mm
9,5 mm	155 à 245 mm
10 mm	155 à 245 mm
11 mm	155 à 245 mm
12 mm	155 à 245 mm



BOLSA PARA ALIMENTAÇÃO PARENTERAL





BOLSA PARA NUTRIÇÃO PARENTERAL GRAVITACIONAL

É indicado para manipulação, conservação, transporte e administração de nutrição parental em pacientes hospitalizados. A Bolsa para Nutrição Parenteral Gravitacional utiliza como princípio de funcionamento o escoamento gravitacional da nutrição parenteral

Para Nutrição Parenteral Automática apresenta:

- **Transparência:** Permite cuidadosa inspeção visual antes do uso.
- **Flexibilidade:** Colapsabilidade completa, permitindo administração total do seu conteúdo sem a necessidade de entrada de ar.
- **Ausência de Plastificação:** Não há contaminação da nutrição parenteral, por migração de plastificantes, apresenta baixo nível de substância extraíveis.
- **Ausência de Absorção de Drogas:** Permite a administração ao paciente da quantidade exata de drogas adicionada a solução parenteral.
- **Excelente Inércia química:** Compatível com os componentes das NP, inclusive lipídeos. A inércia é uma característica das poliolefinas(polietileno e polipropileno) daí sua vantagem como matéria -prima para recipientes de bolsa para nutrição parenteral




DISPONÍVEL NAS VERSÕES

Item	Descrição
95612	150ML COM CONECTOR MACHO M-NUTRI
95613	300ML COM CONECTOR MACHO M-NUTRI
95614	500ML COM CONECTOR MACHO M-NUTRI
95615	1000ML COM CONECTOR MACHO M-NUTRI
95616	2000ML COM CONECTOR MACHO M-NUTRI
95615	3000ML COM CONECTOR MACHO M-NUTRI

Registro Anvisa: 80020550075

Referência: Ficha Técnica da Bolsa de Nutrição Parenteral Gravitacional



medicone

Inovando para a Saúde

Novembro 2022 - versão 00

Medicone Projetos e Soluções para a Indústria e a Saúde Ltda

Av. das Indústrias, nº 1585 - Distrito Industrial - Cachoeirinha - Rio Grande do Sul, 94930-230

Fone: (51) 3470-0800 / E-mail: sac@medicone.com.br

CNPJ: 94.304.672/0001-34

Insc Est.: 1770109630

Indústria Brasileira

