



BOLSA PARA NUTRIÇÃO PARENTERAL GRAVITACIONAL

É indicado para manipulação, conservação, transporte e administração de nutrição parenteral em pacientes hospitalizados. A Bolsa para Nutrição Parenteral Gravitacional utiliza como princípio de funcionamento o escoamento gravitacional da nutrição parenteral

Para Nutrição Parenteral Automática apresenta:

- **Transparência:** Permite cuidadosa inspeção visual antes do uso.
- **Flexibilidade:** Colapsabilidade completa, permitindo administração total do seu conteúdo sem a necessidade de entrada de ar.
- **Ausência de Plastificação:** Não há contaminação da nutrição parenteral, por migração de plastificantes, apresenta baixo nível de substância extraíveis.
- **Ausência de Absorção de Drogas:** Permite a administração ao paciente da quantidade exata de drogas adicionada a solução parenteral.
- **Excelente Inércia química:** Compatível com os componentes das NP, inclusive lipídeos. A inércia é uma característica das poliolefinas (polietileno e polipropileno) daí sua vantagem como matéria-prima para recipientes de bolsa para nutrição parenteral



DISPONÍVEL NAS VERSÕES

Item	Descrição
95612	150ML COM CONECTOR MACHO M-NUTRI
95613	300ML COM CONECTOR MACHO M-NUTRI
95614	500ML COM CONECTOR MACHO M-NUTRI
95615	1000ML COM CONECTOR MACHO M-NUTRI
95616	2000ML COM CONECTOR MACHO M-NUTRI
95615	3000ML COM CONECTOR MACHO M-NUTRI

Registro Anvisa: 80020550075

Referência: Ficha Técnica da Bolsa de Nutrição Parenteral Gravitacional